



MICRO
AMBIENTAL



Instruções de Uso
Portal myLIMS

1° Acesso

| | |
|----------------------------------|------------|
| Como acessar o portal?..... | Pág. 01 |
| Como criar uma nova senha? | Pág. 02-03 |
| Recuperação de senha..... | Pág. 04 |
| Definir Senha | 05 |

Acesso ao Portal

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Como faço para acessar o Portal?..... | Pág. 06 |
| Nova Interface..... | Pág. 07 |

Visualização de Amostras

| | |
|--|------------|
| Como filtrar as informações das amostras?..... | Pág. 08-12 |
|--|------------|

Relatório de Análise

| | |
|---|---------|
| Como faço para obter o relatório de análise?..... | Pág. 13 |
|---|---------|

Compartilhamento de Laudos

| | |
|--|---------|
| Como faço para compartilhar o(s) laudo(s)? | Pág. 14 |
|--|---------|

Novidades do Portal

| | |
|-------------------------|---------|
| O que há de novo? | Pág. 15 |
|-------------------------|---------|

Contatos e Material de Apoio


| | |
|--------------------------|---------|
| Em caso de dúvidas | Pág. 16 |
|--------------------------|---------|

Como acessar o portal?

Ao acessar o link, você será redirecionado para a página inicial do Novo Portal, onde poderá explorar todas as funcionalidades e realizar seus acessos. Se encontrar dificuldades, verifique se o link abriu corretamente com o nome do **laboratório Microambiental**. Caso o problema persista, clique no ícone do WhatsApp no canto inferior para obter suporte.

A partir de agora, cada cliente possui uma URL exclusiva para acesso. Para acessar o Novo Portal myLims, utilize o seguinte link:

<https://microambiental.mylimsportal.cloud/login>



The screenshot shows the login interface for LABSOFT. At the top, it says "LABSOFT Bem-vindo ao Portal do myLIMSWeb". Below this, it prompts the user to "Insira as suas informações para continuar". There are two input fields: "E-mail" with the placeholder "insira seu e-mail" and "Senha" with the placeholder "insira sua senha". Below the password field, there are two links: "Validar documento" and "Esqueci minha senha". A large blue button labeled "Entrar" is positioned below the input fields. At the bottom of the page, there is a footer that says "Powered by Labsoft Tecnologia". In the bottom left corner, there is a small icon of the Brazilian flag, and in the bottom right corner, there is a red square icon containing a green speech bubble with a white question mark.

Como criar uma nova
senha?

Após carregar a página, será necessário criar uma nova senha. Para iniciar o processo, clique na opção "**Esqueci minha senha**" localizada na tela de login. Em seguida, você será guiado para definir uma senha segura, seguindo as orientações apresentadas no sistema.

LABSOFT

Bem-vindo ao
Portal do myLIMSWeb

Insira as suas informações para continuar

E-mail

insira seu e-mail



Senha

insira sua senha



Validar documento

Esqueci minha senha

 Entrar

Powered by Labsoft Tecnologia

LABSOFT

Recuperar senha

Informe seu e-mail para continuar

E-mail

email.de.exemplo@microambiental.com.br



← Voltar

➤ Enviar e-mail

Powered by Labsoft Tecnologia

Como criar uma
nova senha?

Após selecionar a opção Esqueci minha senha, você será redirecionado para uma página onde deverá informar o e-mail cadastrado em nosso sistema. Ao inserir o e-mail correto, você receberá um link de redefinição de senha diretamente na sua caixa de entrada.

Obs: Caso não saiba o e-mail cadastrado, entre em contato com o setor de Atendimento ao Cliente (**Contatos na última página**)

Recuperação de senha


Após a confirmação, você receberá um e-mail com instruções e um link exclusivo para redefinir sua senha. Caso não encontre na caixa de entrada, verifique o spam ou e-mails indesejados. Siga o link para concluir o processo.



Definir senha

Após acessar o link, você será redirecionado à página de recuperação para definir uma nova senha, seguindo as orientações fornecidas. Recomendamos escolher uma senha fácil de lembrar ou similar a uma que já utiliza.

Obs: Caso todos os requisitos não sejam atendidos, a redefinição da senha não poderá ser concluída.



LABSOFT


Agora você já pode redefinir sua senha!

Nova senha

Repita a senha

- ✓ Ter pelo menos 8 dígitos
- ✓ Ter pelo menos uma letra maiúscula
- ✓ Ter pelo menos uma letra minúscula
- ✓ Ter pelo menos um número
- ✓ Ter pelo menos um caractere especial

 **Redefinir**



LABSOFT
Bem-vindo ao
Portal do myLIMSWeb

Insira as suas informações para continuar

E-mail

Senha

[Validar documento](#) [Esqueci minha senha](#)

Powered by Labsoft Tecnologia

A red arrow points to the 'Entrar' button.

Como faço para
acessar o Portal?

Após definir sua nova senha, você será automaticamente redirecionado para a página inicial. Nela, insira as informações solicitadas: o e-mail utilizado para receber a amostra e a senha recém-criada. Confira se os dados estão corretos e, em seguida, clique em **“Entrar”** ou pressione **“Enter”** no teclado, conforme mostrado no exemplo ao lado.

Ao acessar o portal, você perceberá que a interface foi atualizada. A primeira página exibida, chamada Painel, apresentará as amostras recentemente publicadas, organizadas de forma clara e acessível para facilitar a visualização.



The screenshot shows the LABSOFT interface. A red arrow points to a clock icon in the top-left navigation bar. The main content area is titled 'Painel' and features a section labeled 'Relatórios Liberados Recentemente' (highlighted with a red box). Below this is a table with four rows of data:

| Nº Amostra | Identificação | Data de Publicação |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| 364 -1/2024.0 | - Reabilitação de Pacientes - | 19/11/2024 10:54 |
| 364 -1/2024.0 | - Reabilitação de Pacientes - | 19/11/2024 10:53 |
| 381 -1/2024.0 | Recoleta - - UTI 2º andar - Leito 12 | 19/11/2024 10:53 |
| 381 -1/2024.0 | Recoleta - - UTI 2º andar - Leito 12: | 19/11/2024 10:53 |

Obs: Nesta página, não é possível realizar o download dos relatórios de análise, apenas nas páginas seguintes.

Como filtrar as informações das amostras?


Como mencionado anteriormente, a interface do portal foi atualizada, mas os métodos de filtragem permanecem semelhantes aos do portal anterior, facilitando a adaptação. Para filtrar os laudos, siga os passos a seguir:

1. Na página **“Relatórios”**, selecione as seguintes opções:

2. **“Selecionar conta Solicitante”** – Nesta opção, você indicará a conta para a qual deseja extrair o laudo.

3. Informe a conta desejada.

4. Por fim, selecione a conta para concluir a escolha.




The screenshot shows the 'Relatórios' page with a filter dropdown menu open. The dropdown menu is highlighted with a red box and labeled '2'. The search input field is highlighted with a red box and labeled '3'. The selected option 'Microambiental Amido' is highlighted with a red box and labeled '4'. The table below shows a list of reports with columns for 'Nº Relatório', 'Proposta Comercial', 'Identificação', 'Tipo de Amostra', 'Empresa Solicitante', and 'Data de Coleta'.

| Nº Relatório | Proposta Comercial | Identificação | Tipo de Amostra | Empresa Solicitante | Data de Coleta |
|--------------|---|---|-----------------|---------------------|----------------|
| | Análise de Água Avulsa | Portaria Principal - Entrada de Funcionári... | Água Tratada | | 28/10/2024 |
| > 408 | Análise de Água - Avulsa - Outubro/24. | Bloco F - Copa - Pia de lavagem de utensílios | Água Tratada | | 29/10/2024 |
| > 408 | Análise de Água - Avulsa - Setembro/24. | Saída do Tratamento do Poço | Água Tratada | | 17/09/2024 |
| > 404 | Análise de AR - Contrato | 164605 - Ar Climatizado - Ponto: 1... | Ar Interior | | 29/10/2024 |

- **Código da Amostra:** Filtra diretamente pelo ID da amostra (ex.: 407497).
- **Data da Coleta:** Filtra pela data em que a coleta foi realizada.
- **Data de Recebimento:** Filtra pela data em que a amostra foi recebida no laboratório.
- **Data de Publicação:** Filtra pela data em que o laudo foi publicado.
- **Identificação:** Filtra pela nomenclatura do ponto desejado.
- **Nº do Relatório:** Filtra por um relatório específico (ex.: 38501-1/2024).
- **Nº de Proposta:** Filtra pelo número da proposta comercial, seja avulsa, de contrato ou recoleta.
- **Situação da Amostra:** Filtra pelas opções: Recebida, Em Análise, Publicada ou Liberada no Portal.

5. Em **“Adicionar Filtro”**, você pode incluir informações específicas. Ao lado, estão listadas as opções mais viáveis:



The screenshot shows the 'Relatórios' (Reports) interface. At the top, there is a search bar with the placeholder 'Selecione uma conta Solicitante' and a dropdown menu for 'Data da Situação Atual'. A red box highlights the 'Adicionar Filtro' (Add Filter) button, which is circled with a blue '5'. Below this, a dropdown menu titled 'Filtros' (Filters) is open, listing various filter options with right-pointing arrows:

- # Código da Amostra
- Data de Coleta
- Data de Recebimento
- Data de Publicação
- Identificação
- Nº Relatório
- Nº Proposta Comercial
- Nº Grupo de Amostra
- Situação da Amostra
- Arquivos

The background of the interface shows a table with columns for 'Código da Amostra', 'Proposta Comercial', and 'Identificação'. Some visible entries include:

- 408712
- 408402
- 408302
- 408303

Corresponding to these codes are entries like 'Recoleta - Curativo - Pia de higiene das mãos', 'Recoleta - HD - OSRE 025', and 'Recoleta - NUTRIÇÃO - Torneira Rodízio - Áre...'. Other entries include 'Análise de Água - Avulsa' and 'Bebedouro Industrial Refeitório'.

6. Em “Data da Situação Atual”, é possível filtrar pelas opções mencionadas no **item 7** (Data de Recebimento, Coleta, Publicação ou Situação Atual), mas sempre no formato do mais recente para o mais antigo.

Relatórios


Microambiental ↕ Data da Situação Atual 6

| <input type="checkbox"/> | Código da Amostra | Nº Relatório | Identificação |
|--------------------------|-------------------|--------------|--|
| > | 404227 | | Duplicata - P1 Portaria Municipal |
| > | 405808 | | Análise de Água - Contrato. Duplicata - Sala de curativos |
| > | 405829 | | Análise de Água Contrato - 24 meses... Duplicata - Cavalete de entrada HRVP |
| > | 405747 | | Análise de Água - Avulso (Novembro/2024) Duplicata - Ambulatório Pia de higienização de... |

7

- Data de Recebimento
- Data de Coleta
- Data de Publicação
- ✓ Data da Situação Atual

8. No portal, você pode personalizar o **layout** da página de visualização dos relatórios. Na opção “**Coluna**”, é possível selecionar apenas as colunas que deseja visualizar, como: N° do Relatório, Identificação, Empresa Solicitante, Data da Coleta, Publicação e Liberação no Portal.



The screenshot shows the 'Relatórios' interface. At the top, there are filters for 'Microambiental', 'Adicionar Filtro', and 'Data da Situação Atual'. On the right, there are buttons for 'Baixar', 'Compartilhar', and 'Colunas'. The 'Colunas' dropdown menu is open, showing a list of columns with checkboxes. A red box highlights the 'Colunas' button, and a circled '8' points to it. The table below shows a list of reports with columns for 'Código da Amostra', 'N° Relatório', 'Proposta Comercial', 'Identificação', 'Tipo de Amostra', and 'En'.

| | Código da Amostra | N° Relatório | Proposta Comercial | Identificação | Tipo de Amostra | En |
|---|-------------------|--------------|--|---|-----------------|----|
| > | 404227 | | Análise de Água - Contrato Anual | Duplicata - P1 Portaria principal | Água Tratada | Mi |
| > | 405808 | | Análise de Água - Contrato. | Duplicata - Sala de curativos | Água Tratada | Mi |
| > | 405829 | | Análise de Água Contrato - 24 meses... | Duplicata - Cavalete de entrada HRVP | Água Tratada | Mi |
| > | 405747 | | Análise de Água - Avulso (Novembro/2024) | Duplicata - Ambulatório Pia de higienização de... | Água Tratada | Mi |

- Código da Amostra
- N° Relatório
- Proposta Comercial
- Identificação
- Tipo de Amostra
- Empresa Solicitante
- Data de Coleta
- Data de Recebimento
- Data de Publicação
- Parecer
- Contratante
- N° Proposta Comercial


Exemplo de layout:

Nº Relatório - Identificação Tipo de Amostra - Empresa Solicitante - Data de Coleta - Data de Publicação - Parecer - Nº Proposta Comercial - Previsão de Entrega - Situação da Amostra

| Microambiental | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|-----------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Adicionar Filtro | | | | | | | | | | |
| Data de Publicação | | | | | | | | | | |
| Baixar | | | | | | | | | | |
| Compartilhar | | | | | | | | | | |
| Colunas | | | | | | | | | | |
| | Nº Relatório | Identificação | Tipo de Amostra | Empresa Solicitante | Data de Coleta | Data de Publicação | Parecer | Nº Proposta Comercial | Previsão de Entrega | Situação da Amostra |
| > | 373 - 1/2024.0 | Duplicata - P1 Portaria principal | Água Tratada | Microambiental | 05/11/2024 10:27 | 18/11/2024 11:51 | Não Conforme | PC3453/2023 | 18/11/2024 16:19 | Liberada no Portal |
| > | 372 - 1/2024.0 | Duplicata - Sala de curativos | Água Tratada | Microambiental | 05/11/2024 06:46 | 18/11/2024 11:51 | Não Conforme | PC1605/2023 | 18/11/2024 15:11 | Liberada no Portal |
| > | 373 - 1/2024.0 | Duplicata - Cavalete de entrada HRVP | Água Tratada | Microambiental | 05/11/2024 13:40 | 18/11/2024 11:51 | Conforme | PC3722/2022 | 18/11/2024 17:39 | Liberada no Portal |
| > | 373 - 1/2024.0 | Duplicata - Ambulatório Pia de higienização de mãos | Água Tratada | Microambiental | 05/11/2024 15:02 | 18/11/2024 11:50 | Conforme | PC3103/2024 | 18/11/2024 15:56 | Liberada no Portal |
| > | 372 - 1/2024.0 | Duplicata - Ponto externo saída do reservatório de água | Água Tratada | Microambiental | 05/11/2024 09:46 | 18/11/2024 11:50 | Não Conforme | PC3218/2024 | 18/11/2024 14:35 | Liberada no Portal |

Como faço para obter o relatório de análise?

1. Clique no quadrado no canto esquerdo da tela para selecionar todas as amostras, ou no quadrado de cada amostra para selecionar apenas as desejadas.
2. Clique em **“Baixar”** para exibir as opções disponíveis.
3. Escolha o modelo desejado para download; recomendamos a primeira opção.




The screenshot shows the 'Relatórios' interface with a table of reports. A red box labeled '1' highlights the top-left checkbox. A red box labeled '2' highlights the 'Baixar' button. A red box labeled '3' highlights the 'Concatenar PDF' option in the dropdown menu.

| | Nº Relatório | Identificação | Tipo de Amostra | Empresa Solicitante | Data de Coleta | Data de Publicação | Parâmetro | Visão de Regra | Situação da Amostra | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---|---------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | > <input checked="" type="checkbox"/> | 373 - 1/2024.0 | Duplicata - P1 Portaria principal | Água Tratada | Microambiental | 05/11/2024 10:27 | 18/11/2024 11:51 | Não Conforme | PC1605/2023 | 18/11/2024 15:11 | Liberada no Por... |
| > | <input checked="" type="checkbox"/> | 372 - 1/2024.0 | Duplicata - Sala de curativos | Água Tratada | Microambiental | 05/11/2024 06:46 | 18/11/2024 11:51 | Não Conforme | PC3722/2022 | 18/11/2024 17:39 | Liberada no Por... |
| > | <input checked="" type="checkbox"/> | 373 - 1/2024.0 | Duplicata - Cavalete de entrada HRVP | Água Tratada | Microambiental | 05/11/2024 13:40 | 18/11/2024 11:51 | Conforme | PC3103/2024 | 18/11/2024 15:56 | Liberada no Por... |
| > | <input checked="" type="checkbox"/> | 373 - 1/2024.0 | Duplicata - Ambulatório Pla de higienização de... | Água Tratada | Microambiental | 05/11/2024 15:02 | 18/11/2024 11:50 | Conforme | | | Liberada no Por... |

Como faço para
compartilhar o(s)
laudo(s)?

1. Selecione uma ou mais amostras que deseja compartilhar.
2. Clique em “Compartilhar”.
3. Insira os e-mails desejados, separados por vírgulas (,).
4. Clique em “Confirmar”.



Relatórios

Microambiental | Adicionar Filtro | Data da Situação Atual | Baixar | **Compartilhar** | Colunas

| <input checked="" type="checkbox"/> | Código da Amostra | Nº Relatório | Proposta Comercial | Identificação | Tipo de A |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 404227 | | Análise de Água - Contrato Anual | Duplicata - P1 Portaria principal | Água Tra |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 405808 | | Análise de Água - Contrato. | Duplicata - Sala de curativos | Água Trata |

Compartilhar com...
Informe os e-mails que serão compartilhados para as amostras selecionadas.

E-mail:

O que há de novo?

No portal, é possível filtrar o parecer das amostras como **Conforme**, **Não Conforme** ou **Inconclusiva** (quando Em Análise). Se estiver vazio, a amostra pode estar Recebida ou aguardando resultados de laboratório subcontratado.



A screenshot of a dropdown menu titled "Parecer". It contains three options: "Conforme", "Não Conforme", and "Inconclusivo". Each option is on a separate line with a horizontal separator below it.

No novo portal, é possível acompanhar e filtrar o status das amostras, como: **Recebidas**, **Em Análise**, **Publicadas** ou **Liberadas no Portal**. Essa informação está disponível na coluna **“Situação da Amostra”**.



A screenshot of a dropdown menu titled "Situação da Amostra". It contains four color-coded buttons: "Publicada" (red), "Em Análise" (yellow), "Liberada no Portal" (blue), and "Recebida" (green). Each button is on a separate line with a horizontal separator below it.

Em caso de dúvidas?


Além do ícone do WhatsApp no portal, em caso de dúvidas, entre em contato pelos telefones:

(11) 4225-1126, (11) 96328-4344, (11) 98195-5619 ou (11) 97650-7747.

Ou envie um e-mail para: atendimento.lab@microambiental.com.br.

ou

LINK VIDEO YOUTUBE



MICRO
AMBIENTAL

